

# GPSR Safety Certificate

Nom du produit : couverture chauffante « St. Moritz »

Numéro d'article: SR102224

## Utilisation prévue :

Die SUNRIDE Heizdecke „St. Moritz“ ist eine elektrisch beheizbare Pferdedecke zur thermischen Unterstützung der Rückenmuskulatur und des Bewegungsapparates von Pferden. Sie dient der Wärme-, Entspannungs- und Regenerationstherapie durch gezielte, kontaktbasierte Wärmeübertragung auf die Muskulatur des Pferdes.

## Objet de la candidature :

- Favorise la circulation sanguine et l'apport d'oxygène aux tissus
- Soutenir l'élimination des produits finaux métaboliques
- Assouplissement et relaxation des muscles du dos
- Favorise la mobilité et la régénération après l'effort
- Prise en charge des maladies métaboliques musculaires (par exemple PSSM, MIM)
- Application supplémentaire de chaleur pour les maladies dégénératives des articulations (ex. arthrose en dehors des crises aiguës)
- Préparer les muscles avant l'entraînement
- Détente et régénération après l'entraînement
- Accompagnement lors du transport ou lors des phases de réhabilitation

## Domaines d'application :

**La couverture peut être utilisée à l'écurie, lors de l'échauffement, au marcheur, pendant le transport ou lors de la marche. Il ne convient pas à une utilisation à long terme sans surveillance et ne convient pas comme sous-couche ou couverture d'écurie.**

## Caractéristiques de sécurité :

- Protection contre la surchauffe dans la batterie
- Contrôle automatique de la température
- Dos isolé pour une répartition homogène de la chaleur
- Laine respirante pour éviter l'accumulation de chaleur

**Informations matérielles :**

Le produit est constitué d'une structure textile multicouche. La couche extérieure et le principal composant thermiquement actif de la couverture sont en laine. La laine est un matériau en fibre naturelle aux propriétés thermorégulatrices, respirantes et isolantes, qui se caractérise par sa grande capacité à retenir la chaleur et à échanger l'humidité en même temps. La structure fibreuse de la laine assure une répartition homogène de la chaleur et empêche la formation de zones locales d'accumulation de chaleur. En raison de sa composition naturelle, la laine possède également des propriétés antibactériennes et antistatiques et est douce pour la peau au contact du corps de l'animal. La laine utilisée est traitée mécaniquement et non enduite chimiquement. Il répond aux exigences en matière de sécurité textile, de durabilité et d'absence de substances nocives conformément aux réglementations et normes européennes applicables aux produits textiles. La combinaison de la laine et de la technologie de chauffage intégrée permet un transfert de chaleur contrôlé et par contact. La composition du matériau contribue de manière significative à une utilisation sûre, à une répartition homogène de la température et au maintien d'un microclimat équilibré entre la couverture et le corps du cheval.

**Cote de sécurité :**

Le produit a été testé pour la sécurité électrique, les propriétés des matériaux, le comportement à la température et la fabrication.

Lorsqu'il est utilisé correctement, il n'y a aucun risque pour les animaux ou les utilisateurs.

Les matériaux utilisés sont doux pour la peau, respirants et thermiquement stables.

La technologie de chauffage intégrée comprend un contrôle automatique de la température et une protection contre la surchauffe pour garantir un transfert de chaleur sûr.

Le produit répond aux exigences du règlement UE (UE) 2023/988 (Règlement général sur la sécurité des produits - GPSR) et est conforme aux normes de base de sécurité et de qualité pour les produits électriques grand public en contact avec des animaux. La couverture chauffante étant exclusivement destinée à être utilisée sur des animaux, elle n'est pas soumise à l'obligation de marquage CE selon les directives 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) ou 2011/65/UE (RoHS). Les composants électriques installés dans le produit (batterie et chargeur) sont des composants individuels testés et marqués CE qui répondent aux exigences respectives de l'UE.

**Avvertissements :**

- Vérifiez les dommages (par exemple fissures, fils chauffants, câbles ou coutures défectueux) avant chaque utilisation.
- Utiliser uniquement pour un usage prévu sur les chevaux.
- Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes, des irritations cutanées ou des inflammations aiguës.
- Ne pas utiliser comme sous-couverture, couverture d'écurie ou pour une utilisation continue sans surveillance.
- Ne pas utiliser en montant ou lorsque le cheval bouge de manière incontrôlable.
- Ne pas effectuer de réparations, modifications ou interventions non autorisées sur le système électrique.
- Utilisez uniquement la batterie fournie et le câble de charge fournis.
- N'ouvrez pas, ne percez pas et ne jetez pas la batterie au feu.
- Protégez la batterie de l'humidité, du gel et de la lumière directe du soleil.
- La couverture ne doit pas être utilisée sur le cheval pendant la charge.
- Respectez le temps de charge et la procédure de charge conformément aux instructions.
- Vérifiez régulièrement l'ajustement pour éviter les points de pression ou les frottements.
- Nettoyer uniquement selon l'étiquette d'entretien. Ne pas nettoyer à sec ni laver en machine, sauf autorisation expresse.
- Le produit contient des composants électriques et des piles. Ne pas jeter avec les ordures ménagères.
- Retirez les piles avant de les jeter et jetez-les séparément conformément à BattG.
- Conservez le produit dans un endroit frais et sec en dehors des heures d'utilisation.
- Le produit n'est pas un dispositif médical et ne remplace pas un traitement vétérinaire.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Ne convient pas aux humains.

**Informations sur l'élimination :**

Ce produit est soumis aux dispositions de la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG) et de la loi sur les batteries (BattG) et ne doit donc pas être jeté avec les ordures ménagères. Les composants électriques et les batteries contenus doivent être traités de manière écologique et éliminés séparément. Avant leur élimination, les accumulateurs et les piles doivent être retirés du produit et remis à des points de collecte ou à des systèmes de reprise appropriés conformément aux exigences légales. Le symbole de la poubelle barrée indique l'obligation d'éliminer les déchets séparément. Si possible, les matériaux d'emballage doivent être recyclés via le système de recyclage local. En éliminant correctement les déchets, vous apportez une contribution importante à la protection de l'environnement et des ressources.

**Fabricant/opérateur économique responsable :**

SUNRIDE GmbH

Marktplatz 12, 96242 Sonnefeld, Allemagne

Personne de contact: Corinna Baierlipp – [hello@sunride.de](mailto:hello@sunride.de)

Date: 10.10.2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jörg Feyler', written over a horizontal line.

Signature (Direction – Jörg Feyler)