

GPSR Safety Certificate

Nom du produit : coussinets de bandage en satin (lot de 4).

Numéro d'article: SR10099_4er

Utilisation prévue :

Les coussinets de bandage servent de coussinet de protection et d'amortissement sous les bandages de la jambe du cheval. Ils favorisent une répartition uniforme de la pression, évitent la pression et les frottements et favorisent l'équilibre de l'humidité. Le produit est destiné exclusivement à un usage prévu sur les chevaux et ne peut pas être utilisé comme dispositif de contention, bandage ou housse de protection externe.

Informations matérielles :

Le produit est en satin de polyester. Le polyester est un matériau synthétique qui se caractérise par une résistance élevée à la déchirure, une stabilité dimensionnelle et une durabilité élevée. La surface satinée offre un toucher lisse et doux et réduit la friction sur la jambe du cheval. Le matériau est facile d'entretien, insensible à l'humidité et exempt de composants animaux.

Cote de sécurité :

Le produit a été testé pour la sécurité, la qualité des matériaux et la fabrication.

Lorsqu'il est utilisé correctement, il n'y a aucun risque pour les consommateurs ou les animaux.

Le produit répond aux exigences du règlement UE (UE) 2023/988 (Règlement général sur la sécurité des produits – GPSR).

Avertissements :

- Utiliser uniquement conformément à sa destination comme base sous les bandages sur la jambe du cheval.
- Avant chaque utilisation, vérifiez s'il y a des dommages, des coutures lâches, des déchirures ou des salissures importantes.
- En cas de dommages ou de fatigue du matériau, les coussinets de bandage ne doivent plus être utilisés.
- Vérifiez l'ajustement et ajustez-le régulièrement pour éviter toute pression ou frottement.
- Ne bandez pas trop fort pour éviter des problèmes de circulation ou des points de pression.
- Utiliser uniquement sur une peau de cheval propre et sèche.

- Laisser sécher complètement après utilisation et nettoyer régulièrement pour éviter la croissance de moisissures ou de bactéries.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques, d'eau de Javel ou d'assouplissants car ils pourraient endommager le matériau.
- Ne pas stocker ou sécher à proximité de flammes nues, de sources de chaleur ou de substances chimiques.
- Ne modifiez pas ou ne raccourcissez pas le produit vous-même.

Informations sur l'élimination :

Le produit est fabriqué en tissu polyester avec un tissage satiné. Les matériaux sont d'origine synthétique et ne sont pas biodégradables. Les coussinets de bandage peuvent être jetés avec les ordures ménagères normales s'il n'existe pas de collecte communale des déchets textiles. La séparation matérielle n'est pas nécessaire dans le secteur privé. Ne brûlez pas les résidus du produit et ne les laissez pas pénétrer dans l'environnement ou dans les plans d'eau. Les matériaux d'emballage doivent être éliminés séparément conformément aux réglementations locales en matière d'élimination.

Fabricant/opérateur économique responsable :

SUNRIDE GmbH

Marktplatz 12, 96242 Sonnefeld, Allemagne

Personne de contact: Corinna Baierlipp – hello@sunride.de

Date: 20.10.2025



Signature (Direction - Jörg Feyler)