

# GPSR Safety Certificate

Nazwa produktu: Koc elektryczny "St. Moritz".

Numer artykułu: SR102224

## **Przeznaczenie:**

Die SUNRIDE Heizdecke „St. Moritz“ ist eine elektrisch beheizbare Pferdedecke zur thermischen Unterstützung der Rückenmuskulatur und des Bewegungsapparates von Pferden. Sie dient der Wärme-, Entspannungs- und Regenerationstherapie durch gezielte, kontaktbasierte Wärmeübertragung auf die Muskulatur des Pferdes.

## **Cel zastosowania:**

- Poprawia krążenie krwi i dostarczanie tlenu do tkanek
- Wspomaganie usuwania końcowych produktów przemiany materii
- Rozluźnienie i rozluźnienie mięśni pleców
- Wspomaga mobilność i regenerację po wysiłku
- Wsparcie chorób metabolicznych mięśni (np. PSSM, MIM)
- Dodatkowe zastosowanie ciepła w przypadku chorób zwyrodnieniowych stawów (np. choroby zwyrodnieniowej stawów poza ostrymi atakami)
- Przygotowanie mięśni przed treningiem
- Relaks i regeneracja po treningu
- Wsparcie podczas transportu lub w fazie rehabilitacji

## **Obszary zastosowania:**

**Kocyk można używać w stajni, podczas rozgrzewki, w powozie, podczas transportu lub podczas spaceru. Nie nadaje się do długotrwałego stosowania bez nadzoru i nie nadaje się jako podkład lub stabilny koc.**

## **Funkcje bezpieczeństwa:**

- Zabezpieczenie przed przegrzaniem akumulatora
- Automatyczna kontrola temperatury
- Izolowany tył zapewnia równomierną dystrybucję ciepła
- Oddychająca wełna zapobiega gromadzeniu się ciepła

### **Informacje o materiale:**

Produkt składa się z wielowarstwowej struktury tekstylnej. Zewnętrzna warstwa i główny składnik termoaktywny koca wykonany jest z wełny. Wełna to naturalny materiał włóknisty o właściwościach termoregulacyjnych, oddychających i izolacyjnych, który charakteryzuje się dużą zdolnością do zatrzymywania ciepła i jednocześnie wymiany wilgoci. Struktura włókien wełny zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i zapobiega tworzeniu się lokalnych stref akumulacji ciepła. Wełna dzięki swojemu naturalnemu składowi ma także właściwości antybakteryjne i antystatyczne oraz jest przyjazna dla skóry w kontakcie z ciałem zwierzęcia. Wykorzystana wełna jest przetwarzana mechanicznie, a nie powlekana chemicznie. Spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa tekstyliów, trwałości i braku substancji szkodliwych zgodnie z obowiązującymi europejskimi przepisami i normami dotyczącymi wyrobów tekstylnych. Połączenie wełny i zintegrowanej technologii grzewczej umożliwia kontrolowane, kontaktowe przenoszenie ciepła. Skład materiału w znaczący sposób wpływa na bezpieczeństwo użytkowania, równomierny rozkład temperatury i utrzymanie zrównoważonego mikroklimatu pomiędzy kocem a ciałem konia.

### **Ocena bezpieczeństwa:**

Produkt został przetestowany pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego, właściwości materiałowych, zachowania temperaturowego i jakości wykonania.

Prawidłowo stosowane nie stwarzają żadnego zagrożenia dla zwierząt i użytkowników.

Zastosowane materiały są przyjazne dla skóry, oddychające i stabilne termicznie.

Zintegrowana technologia grzewcza obejmuje automatyczną kontrolę temperatury i zabezpieczenie przed przegrzaniem, aby zapewnić bezpieczny transfer ciepła.

Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia UE (UE) 2023/988 (Rozporządzenie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów - GPSR) oraz jest zgodny z podstawowymi normami bezpieczeństwa i jakości dotyczącymi elektrycznych produktów konsumenckich mających kontakt ze zwierzętami. Ponieważ koc elektryczny jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na zwierzętach, nie podlega wymogom oznakowania CE zgodnie z dyrektywami 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) lub 2011/65/UE (RoHS). Komponenty elektryczne zainstalowane w produkcie (akumulator i ładowarka) to pojedyncze, przetestowane komponenty oznaczone znakiem CE, które spełniają odpowiednie wymagania UE.

### **Ostrzeżenia:**

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy nie występują uszkodzenia (np. pęknięcia, uszkodzone przewody grzejne, kable lub szwy).
- Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem u koni.
- Nie stosować na otwarte rany, podrażnienia skóry i ostre stany zapalne.
- Nie używać jako podkładki, stabilnego koca ani do ciągłego użytkowania bez nadzoru.
- Nie stosować podczas jazdy lub gdy koń porusza się w sposób niekontrolowany.
- Nie przeprowadzaj nieautoryzowanych napraw, modyfikacji lub ingerencji w instalację elektryczną.
- Używaj wyłącznie dostarczonego akumulatora i dostarczonego kabla ładującego.
- Nie otwieraj, nie przebijaj ani nie wrzucaj baterii do ognia.
- Chronić akumulator przed wilgocią, mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Koca nie wolno używać na koniu podczas ładowania.
- Należy przestrzegać czasu ładowania i procedury ładowania zgodnie z instrukcją.
- Regularnie sprawdzaj dopasowanie, aby uniknąć punktów nacisku i tarcia.
- Czyścić wyłącznie zgodnie z etykietą pielęgnacyjną. Nie czyścić chemicznie ani nie prać w pralce, chyba że jest to wyraźnie dozwolone.
- Produkt zawiera elementy elektryczne i baterie. Nie wyrzucać razem z odpadami domowymi.
- Wyjmij baterie przed utylizacją i utylizuj je oddzielnie zgodnie z BattG.
- Poza godzinami użytkowania produkt przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Produkt nie jest wyrobem medycznym i nie zastępuje leczenia weterynaryjnego.
- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
- Nie nadaje się dla ludzi.

### **Informacje o utylizacji:**

Ten produkt podlega przepisom ustawy o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ElektroG) oraz ustawie o bateriach (BattG) i dlatego nie należy go wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zawarte w nim elementy elektryczne i akumulatory należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska i utylizować oddzielnie. Przed utylizacją akumulatory i baterie należy wyjąć z produktu i przekazać do odpowiednich punktów zbiórki lub systemów odbioru zgodnie z wymogami prawnymi. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza obowiązek oddzielnego usuwania odpadów. Jeśli to możliwe, materiały opakowaniowe należy poddać recyklingowi w ramach lokalnego systemu recyklingu. Właściwa utylizacja odpadów przyczynia się w istotny sposób do ochrony środowiska i zasobów.

**Producent/odpowiedzialny podmiot gospodarczy:**

SUNRIDE GmbH

Marktplatz 12, 96242 Sonnefeld, Niemcy

Ansprechpartner: Corinna Baierlipp – [hello@sunride.de](mailto:hello@sunride.de)

Datum: 10.10.2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Feyler', written over a horizontal line.

Podpis (Zarząd – Jörg Feyler)